



CO JE UROLASTIC?

Urolastic je injekční implantát určený k léčbě stresové inkontinence u žen. Urolastic je kompozitní elastický materiál, který je tělem dobře snášen. Aplikuje se v tekuté formě pomocí injekce do oblasti okolo močové trubice, kde ihned vytváří stabilní elastickou substanci – implantát. Tento implantát je na rozdíl od jiných injekčních přípravků nevstřebatelný a není tekutý – což je podstatou vysokého a dlouhodobého účinku.

JAK UROLASTIC FUNGUJE?

Urolastic se aplikuje injekcí do čtyř oblastí kolem močové trubice během krátkodobého ambulantního výkonu. Místa aplikace jsou z důvodu maximální účinnosti vybrána jako pozice hodinových ručiček 2, 5, 7 a 10 hodin kolem středu močové trubice. Toto umístění poskytuje nejlepší oporu pro močovou trubici a zajišťuje snížení nebo úplnou eliminaci nechtěného úniku moče.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY POUŽITÍ UROLASTICU?

Urolastic je první injekční implantát, který poskytuje dlouhodobé řešení Vašich potíží. Většina jiných injekčních přípravků je tvořena vstřebatelnými materiály, jejichž účinnost se s postupem času snižuje. Urolastic naopak vytváří dlouhodobě stabilní, nevstřebatelný a tělem dobře tolerovaný implantát. Jeho aplikace nevyžaduje hospitalizaci ani celkovou anestezii a umožňuje Vám vrátit se k normálnímu životu prakticky okamžitě. Urolastic navíc nepřirůstá k okolní tkáni. Proto na rozdíl od jiných přípravků může být v případě potřeby i jednoduše odstraněn.

KDY JE NEJLEPŠÍ UROLASTIC POUŽÍT?

Urolastic je ideální pro léčbu stresové inkontinence u žen s oslabeným svěračem močového měchýře. Zejména u žen může totiž oslabení svěrače vést spolu s jinými příčinami k inkontinenci. Svěrače jsou svaly, které jako součást močového systému umožňují zadržování moči, a pokud nepracují správně, dochází k jejímu úniku. Urolastic vytvořením stabilních implantátů poskytuje podporu pro zlepšení funkce svěrače a pomáhá tak zabránovat nechtěnému úniku moči. Urolastic je možno využít i tehdy, pokud jiná léčba, konzervativní nebo i operativní, selhala.

JE UROLASTIC ŘEŠENÍ I PRO MNE?

Pokud máte potíže se samovolným únikem moči – inkontinencí – mohl by být Urolastic řešením Vašich potíží. Kontaktujte lékaře specialistu – ten Vám na základě podrobného vyšetření doporučí tu nejlepší léčbu.

UROLASTIC – SNADNÁ A BEZPEČNÁ LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE (SUI)

- Minimálně zatěžující, jednoduchá, spolehlivá a bezpečná metoda
- Zárok trvající obvykle méně než 15 minut
- Ambulantní ošetření – žádná celková anestezie nebo hospitalizace
- Stabilní implantát – žádná migrace ani snižování účinku vstřebáváním

JAK TOTO ONEMOCNĚNÍ ZJISTIT?

Pokud máte potíže se samovolným únikem moči, kontaktujte svého lékaře. Ten na základě podrobného vyšetření určí přesný typ onemocnění. Pouze po té lze zvolit účinnou léčbu. Pamatujte, že nesprávně zvolená léčba bez konzultace s lékařem může vážně poškodit Vaše zdraví.

UROLASTIC

UROLASTIC – LÉČBA

Aplikace implantátů Urolastic je velmi jednoduchá, minimálně zatěžující a rychlá. Po úvodním běžném vyšetření močového měchýře cystoskopem a místním umrtvením jsou provedeny čtyři vpichy tenkou jehlou do okolí močové trubice s malým množstvím implantátu Urolastic.

Většina žen může odejít domů krátce po provedení zákroku. Močení může být pro Vás zpočátku obtížnější, díky reakci na aplikaci. Lékař Vás po zákroku bude informovat jak postupovat.

UROLASTIC – SPOLEHLIVOST

Na základě několikaleté zkušenosti s jeho používáním je ověřeno, že Urolastic je velmi dobře snášen. Nezpůsobuje alergické reakce a setrvává v místě aplikace. Udrhuje si svůj tvar a elasticitu a tím i svůj účinek. To umožňuje v případě potřeby implantát vyjmout. Navíc je dobře viditelný například pomocí ultrazvuku.


UROLASTIC – DLOUHODOBÝ ÚČINEK

Účinek implantátů Urolastic je dlouhodobý, protože nejsou tělem nijak odbourávány, vstřebávány či zmenšovány. Díky aplikaci ve formě tekutiny se jejich tvar ideálně přizpůsobuje okolní tkáni a dobře odolává vnějšímu tlaku. Po nějaké době dojde navíc k přirozenému obklopení a zafixování implantátů pojivovou tkání, což podporuje jejich dlouhodobou účinnost.


Další informace na www.urolastic.cz



Stav před léčbou –
močový měchýř
není dobře
uzavřen.



V průběhu aplikace
jsou umístěny čtyři
implantáty kolem
močové trubice.



Implantáty
Urolastic podporují
uzavření močového
měchýře a brání
úniku moči.

VÝROBCE:

Urogyn BV

Transistorweg 5a
6534 AT Nijmegen
Nizozemí
www.urogynbv.com

DISTRIBUTOR PRO ČR A SR:

Archie Samuel

NAVŠTIVTE NAŠI WEBOVOU STRÁNKU: www.urolastic.cz
KONTAKTUJTE NÁS: office@asamuel.cz, www.asamuel.cz